

DiMax Standard-Gesichtsmaske von DIMAR

Single-patient-Gesichtsmaske vom Typ „Total Face“ mit vollständiger Abdeckung für die Anwendung nicht-invasiver Techniken wie CPAP, BiPAP und NIPPV.

Die Maske hat ein geringes Gewicht und deckt das Gesicht vollständig ab – ganz ohne Druckstellen an der Nase. Die große, weiche Silikonmembran ist extrem komfortabel und passt sich perfekt an die Gesichtsform des Patienten an. Die besondere Konfiguration kombiniert mit der Flexibilität der Maske ermöglichen es, dass diese Maske einen gleichmäßigen und graduellen Druck ausübt und damit das Risiko eines Dekubitus reduziert. Aus transparentem, biokompatiblen Material hergestellt verfügt die Maske über einen großen Sichtwinkel, der sie äußerst bequem macht.



Das Kopfband aus elastischem Stoff ist mit einem **5-Punkt-Befestigungssystem** und **2 Clips** ausgestattet. Diese sichere Befestigungslösung ermöglicht ein einfaches und schnelles Abnehmen sowie eine schnelle Neupositionierung auf dem Gesicht des Patienten, ohne die Einstellung zu verändern. Der fünfte Befestigungspunkt im mittleren Bereich der Vorderseite sorgt für eine hervorragende Abdichtung der Maske und optimiert die Synchronisation im NIMV-Modus.

- Spezieller Zugang für Sonden, Katheter und Fibrobronchoskope sowie Trinkhalme
- Zwei Luer-M-Anschlüsse für die Drucküberwachung/EtCO₂ oder für die FiO₂-Anreicherung
- Austauschbarer Anschluss „Non Vented“ 22F ISO mit Anti-Asphyxie-Ventil
- Auf Anfrage Anschluss „Vented“ mit Sicherheitsventil, Anschluss „Non Vented“, Anschluss „Non Vented“ mit Dichtungskanal für Fibrobronchoskope, „Non Vented“ Fitting mit Sicherheitsventil, „Max Easy Vent“-Anschluss mit Einweg-Venturi für die Anwendung von CPAP-Techniken im Notfall bzw. bei Transport mit der gleichen Maske
- Frei von Latex, Phatalat und PVC

BESTELLINFORMATIONEN

GRÖSSE	VPE	ART. NR.
XS (Pädiatrie)	5 Stk.	DIM-700 6989
S (Erwachsene)	5 Stk.	DIM-700 6709
M (Erwachsene)	5 Stk.	DIM-700 6710
L (Erwachsene)	5 Stk.	DIM-700 6711
XL (Erwachsene)	5 Stk.	DIM-700 6712
XXL (Erwachsene)	5 Stk.	DIM-700 7243