

Wasserfallen



Wasserfallen für Anästhesiemaschinen und Patientenmonitore

MedLinket Wasserfallen sind Baugleich mit den der Original Hersteller, bieten die gleiche Qualität, Sicherheit. Zugelassen in der EU nach MDR 2017/745

Anwendung

- Anästhesiemaschinen
- Intensivstation (Narkose und CO₂ Messung)

Baugleich zu:

Mindray Dryline und Dryline II (passend Mindray BeneView, Bene VisionN Nihon Khoden, Löwenstein Leon & Leolyzer)
Dräger WaterLock 2 (passend Dräger Vamos & Scio, Philips G7m, Nihon Khoden Multigas Unit)

Geltende harmonisierte Normen sind:

EN ISO 20417: 2021, EN ISO 15223-1: 2021, EN ISO 10993-5: 2009, EN ISO 10993-10: 2010, ISO 10993-1: 2018, EN ISO14971: 2012

Konformitätsbewertungsverfahren: Medical Device Regulation 2017/745 annex II&III,IV

Klassifizierung: Class I, Rule 1

Basic UDI-DI: 69444140008SU

Europäischer Beauftragter:

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Partner / Lieferant

MedLinket / China