

Gasmeßleitung H



Feuchtigkeitseleminierende Gasmeßleitung (semipermeable Membran) für die Messung von O₂, CO₂, N₂, N₂O und Narkosegase (Volatile Anästhetika) >luer lock Konnektor<

Gasmeßleitung H

Gasselektives, nicht poröses Material ermöglicht schnelle Eliminierung von Kondensat

Anwendung

- geeignet für die Überwachung von O₂, CO₂; Anästhesiegasen usw.
 - zur Verwendung mit CO₂ sowie Anästhesiemonitoren /Modulen, mit luer lock
 - Einsatz Intensivstationen, OP/Anästhesie, Rettungsdienst, Home Care, CPAP, Schlaflabore
 - Einsatz in Anästhesie und / oder ICU (inhalative Sedierung AnaConDa / Sedaconda[®])
 - kostengünstige Alternative zu Nafion[®]-Leitungen
- zuverlässig und kosteneffizient
 - kein regelmäßiger Austausch der Wasserfalle (reduziert Kosten)
 - flexibel und knickfest
 - Länge 2,0m
 - Erhältlich als:
 - Doppel Luer Lock
 - Airway Adapter Kleinkinder
 - Airway Adapter Kinder / Erwachsene

Partner / Lieferant

bluepoint medical GmbH & Co KG - Deutschland