


SpiroTrue[®] A/APC



Flowsensor nach dem Heißdraht-Anemometer
für Beatmungsgeräte und Anästhesiemaschinen

SpiroTrue[®] A

Kompatibel mit Dräger Spirolog REF 8403735

SpiroTrue[®] APC

Kompatibel mit Dräger Spirolog REF 8403735, SpiroLife REF MK01900

Anwendung

Nur für Geräte ohne RFID-Funktionalität (Chiperkennung),

z. B. Familie Evita, Familie Savina, Familie Fabius, Primus/Apollo, Julian, Cato, Cicero Note

- SpiroTrue[®] A/APC Flowsensoren können desinfiziert werden
- SpiroTrue[®] APC Flowsensoren können autoklaviert werden (134 °C) ≤ 100 Zyklen

- Entworfen in Übereinstimmung mit 93/42/EWG (Anhang I und Anhang II)
- Produktklassifizierung gemäß Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG - Klasse IIa

Partner / Lieferant

bluepoint medical GmbH & Co KG - Deutschland