

Anesure Mini Anästhesie Monitor

Anesure – H Anästhesie Monitor

Beide Monitore werden voraussichtlich im Q2 / 2024 die MDR-Zulassung und CE erhalten.
Aktuell ist ein Einsatz beider Geräte lediglich in der Veterinärmedizin möglich!



Anesure Mini

Miniatur Hauptstrom
Anästhesie Monitor

Anwendung

Für die kontinuierliche oder
diskontinuierliche Messung

- Alarmfunktion mit variablen Alarmgrenzen
- kurze Aufwärmzeit
(Inbetriebnahme < 15 Sekunden)
- kalibrierungsfrei
- Speicherung der Daten 24h
- Datenausgabe über USB und Bluetooth
- Anzeige auf Mobiltelefon via APP

Partner / Lieferant
PR-Med GmbH Schweiz



Anesure H

Handheld Nebenstrom
Anästhesie Monitor; optional mit
digitaler Pulsoxymetrie

Anwendung

Für die kontinuierliche oder
diskontinuierliche Messung

- Alarmfunktion mit variablen Alarmgrenzen
- kurze Aufwärmzeit
(Inbetriebnahme < 15 Sekunden)
- kalibrierungsfrei
- Speicherung der Daten 24h
- Datenausgabe über USB und Bluetooth
- Volatila, Sauerstoffsättigung, Pulsfrequenz, EtCO2, RR
- Lithium-Batterie > 10 Stunden
- Kurz-/Langzeitüberwachung von Erwachsenen, Kindern und Säuglingen
- automatische Luftdruckkompensation, genaue Überwachung sowohl bei Plateau- als auch bei Hubschrauber-Rettungen
- Anzeige auf Mobiltelefon via APP