


CO₂ Probenleitungen VersaStream[®]



Feuchtigkeitseliminierende CO₂ Probenleitungen
verschiedene Ausführungen (semipermeable Membran)

VersaStream[®]

Gasselektives, nicht poröses Material ermöglicht schnelle Eliminierung von Kondensat
Der integrierte Bakterienfilter verhindert Kontaminationen bei Gasrückführung

Anwendung

Zur Verwendung mit gängigen Monitoren mit:

- luer-lock Konnektion
- Medtronic Oridion Konnektoren (Low/High Flow)
- Masimo / Capnortue Konnektion

Kurzzeit-/Langzeitüberwachung (Notfallmedizin- Patiententransport- Anästhesie-
Intensivmedizin, Schmerztherapie, Home Care, Schlaflabore, CPAP-Beatmung)

- zuverlässig und kosteneffizient
- kein regelmäßiger Austausch der Wasserfalle (reduziert Kosten)
- flexibel und knickfest
- verschiedene Ausführungen (NasalProng, O₂ Brille, luer-lock, Adapter)

Partner / Lieferant

bluepoint medical GmbH & Co KG - Deutschland